油脂中蜡含量的测定方法

- 1、GB/T 22501-2008 动植物油脂 橄榄油中蜡含量的测定 气相色谱法 可以参考一下
- 2. 测定方法

根据油脂含蜡量大小, 高含蜡量采用丁酮不溶物法: 低含蜡量采用浑浊仪测定法。

- 2.1 丁酮不溶物法
- 2.1.1 适用范围

本方法适用蜡的质量分数在5×10-4以上各种植物油。

- 2.1.2 器具
- 2.1.2.1 烧杯:100-400m1;
- 2.1.2.2 古氏砂蕊漏斗:
- 2.1.2.3 吸滤瓶;
- 2.1.2.4 烘箱:
- 2.1.2.5 定量滤纸。
- 2.1.3 试剂
- 2.1.3.1 丁酮(分析纯);
- 2.1.3.2 水饱和丁酮溶液(丁酮与蒸馏水体积比为9:1);
- 2.1.4 操作方法

毛油加热100℃时过滤, 在常温下称取过滤后一定量油样见表A, 加入

5倍量的水饱和丁酮溶液,充分搅拌溶解,静置10min,将溶液缓慢倒入已知质量m2的定量滤纸(滤纸已置于古氏砂蕊漏斗中)中抽滤(电动抽滤或电力抽滤),用水饱和丁酮溶液反复洗涤,洗至无色为止。将定量滤纸置于105℃烘箱中烘1小时,称重m1,再烘40min称量,直至恒重。

2.1.5计算

含蜡质量分数按下式计算:

含蜡量计算:W=(M1-M2)/m*100%

式中:₩:蜡的质量分数;

M1: 含沉淀物的定量滤纸质量, g;

M2: **定**量滤纸**的**质量, g;

m:样品质量, g;

表A:不同含蜡量的取样量

蜡的质量分数(%)	称取油 样(g)
≤ 0.05	40
0.05-1.0	20
1. 0-4. 0	10
4. 0-20	5

二、浊度法

1**参考**标准 ADM

2适用范围

本标准适用于商品葵花籽油中含蜡量的测定。

3检测意义

含蜡量太高则会影响油脂的透明度及品质。

4原理

蜡的熔点一般比较高,在低温下会出现凝固现象,表现在油脂中的现象为絮凝,利用蜡不溶于丁酮的性质,在浊度仪上显示出浊度。而含蜡量的多少与浊度的数值存在一定的相关性,可以根据浊度值进行油脂中含蜡的定量检测。制作标准确曲线。

5测定步骤

- 5.1标准曲线的制作
- 5.1.1脱蜡油的提纯:将彻底脱蜡的葵花籽油缓慢冷却至室温,放在冰箱里4天。然后把

油温降到10℃,保持在10℃用一层滤纸在布氏漏斗中过滤。得到不含蜡的葵花籽油。用 此油作基油配制标准样品。

- 5. 1. 2蜡的提纯: 从精炼厂取脱完蜡的废助滤剂约200克。用蜡的10倍体积的石油醚冲洗去废助滤剂中的油脂, 混合物在4℃的冰箱中放过夜。(利用蜡不溶于冷的石油醚的性质)并在4℃的冰箱中, 蜡和助滤剂一起过滤, 滤饼用冷石油醚洗涤。滤饼(蜡+助滤剂)放进索氏抽提器中, 用石油醚作溶剂进行抽提12小时, 回收溶剂。除去溶剂后的蜡, 熔点应为75-76℃。
- 5. 1. 3配制标准样品:精炼油含蜡量标准可以是(mg/kg):50、100、150、200、250和300, 毛油可以是50、100、200、300、400、800、1200、1600、2000和2400。操作方法同(5. 2-5. 7) 用浊度单位读数NTU为纵坐标,用含蜡量(mg/kg)做横坐标,可以制作一个标准曲线。
- 5.2将油样加热到130℃以脱除微量水分。
- 5.3**然后使**样品通过Whatman4#滤纸进行过滤脱除不溶性杂质。
- 5.4冷却至室温后,将其加入至一含有15m1丙酮的比色瓶中,加满至刻度(共30m1), 然后充分混合。
- 5.5然后将比色瓶放在热水中加热至透明。
- 5.6然后再将比色瓶放在一冰水浴中精确放置5min。
- 5.7**将比色瓶擦拭干**净(切勿振摇),最后用Hach2100a浊度计测其浊度NTU。
- 5.8测毛油的含蜡量时要取2毫升,用色拉油稀释至15毫升再测其浊度。

6结果计算

含蜡量(ppm)= 19.211NTU - 9.5168

7注意事项

7.1以上为常规测定方法,快速法就是不除水分和杂质直接从步骤3开始。快速法的结果比常规法偏高,偏高的程度跟样品中水分和杂质的含量有关,在中控过程中只要快

速法检测合格常规法就可以保证合格。

- 7.2首先样品要混匀,样品量在20克左右.(若样品量太多,烘的时间会很长).
- 7.3油样杂质较高时,应用双层滤纸过滤,以免细微的杂质被滤下.

否则会造成结果偏高.

- 7.4过滤完后应将滤纸取出,以免影响水分不能挥发完全. 否则会造成结果偏高.
- 7.5从烘箱取出后,油样放入干燥器必须冷却至室温.(温度偏高时,结果偏高.我已做过对比试验.)
- 7.6在放入热水里加热时,油样必须是澄清,透明的.(因为磷脂是不溶于丙酮的), 否则会造成结果偏高.
- 7.7冷冻时间要求严格5分钟,时间过长会造成结果偏高.
- 7.8冷冻完毕后取出浊度瓶时切忌振摇. 否则会造成结果偏高.
- 7.9轻轻擦净浊度瓶.以防读数偏高.