

## 前　　言

感謝您購買我們生產的溶氧計(8401/8402/8403)。我們的溶氧計除了可以直接在海平面量測，無鹽份水中的溶氧外(8401)，在高山或鹽水的量測時可以輸入鹽度補償、壓力補償(8402, 8403)，同時(8403)還可以與印表機透過紅外線連接直接列印，在使用前請細讀此操作手冊，你將會發現我們的溶氧計非常容易操作，同時也是一個高性價比的溶氧計。

## 外接插頭及面板顯示




圖1

HLD	18.88	% mg/l ppm
READY	-188.8	°C °F
CAL		

HLD	18.88	% mg/l ppm
READY	ppt mmHg kPa	
CAL	-188.8	°C °F

型号 : 8401

型号 : 8402

HLD	18.88	% mg/l ppm
MAX		
MIN		
Avg		
READY	ppt mmHg kPa	
CAL	-188.8	°C °F
REC	88	
	Y-M-DH:M:S	88:88:88

型号 : 8403

圖2

如圖 “1” 所示，在儀錶的前方為測棒連接處，右邊為紅外線輸出點（只有8403），儀錶右方2個插孔為RS232輸出及接口。圖 “2” 所示為LCD的全顯示。當開機時LCD面板將會全顯示3秒，此全顯示包括5個不同的區域，顯示不同的功能詳述如下：

1. 右上方最大數位為顯示溶氧數單位可用百分比%， ppm或是mg/L，下面一行顯示的為壓力補償（只有8402、8403），單位用mmHg kpa，鹽度補償(只有8402、8403)單位用PPT。
2. 在圖 “2” 的下面為溫度顯示。
3. 在右下方區域的顯示為（只有8403）年、月、日（Y、M、D）及小時、分、秒（H、M、S）
4. 左上方的顯示為HLD（記住瞬間讀數值）。MAX（最大值）MIN（最小值）AVG（平均值），READY（準備），CAL（校正）。
5. 左下角為Rec（只有8403）記錄以往的記錄，筆數在右方的“88”位置顯示。

## 本儀錶規格如下

型號	8401	8402	8403
溶氧%	0.0~199.9%	0.0~199.9%	0.0~199.9%
解析度	0.1%	0.1%	0.1%
準確度	□1.5% of F.S	□1.5% of F.S	□1.5% of F.S
溶氧ppm	0.00~19.99ppm	0.00~19.99ppm	0.00~19.99ppm
解析度	0.01ppm	0.01ppm	0.01ppm
準確度	□1.5% of F.S	□1.5% of F.S	□1.5% of F.S
溫度	0~30°C	0~50°C	0~50°C
解析度	0.1°C	0.1°C	0.1°C
準確度	□0.5°C	□0.3°C	□0.3°C
1. 鹽度補償	0.0~50.0 ppt	0.0~50.0 ppt	
2. 解析度	0.1 ppt	0.1 ppt	
3. 壓力補償	500~1499mmHg/L	66.6~199.9kPa	
4. 解析度		1mmHg/0.1kPa	
5. 記錄		99 point	
6. 即時記錄		YES	
7. RS232 RDA紅外線傳輸	YES	YES	YES

## 自動關機

為了節省電池壽命，本機有自動關機功能，其操作程式如下：

當機器處於關機狀態，長按①鍵大於1秒，直到LCD顯示Prn Po. o此時進入參數修正模式，按▲或▼使Po. o成為P5. o，此時LCD顯示為Aut及P5. o，按ENTER或←鍵，此時Aut成為六組數字，表示共有6組自動關機時間(分鐘)，20、30、40、60、90、120，可供選擇，按▲或▼鍵選擇所需的時間後按ENTER或←再按①關機完成設定程式。

## 按鍵功能




圖3

所有的按鍵如圖“3”所示

1. **① 鍵**
  - a. 開關機器。
  - b. 如果在關機時長按此鍵超過一秒會進入更改參數模式，此時LCD顯示Prn及Po. o
2. **MODE ▲ 鍵**
  - a. 在正常模式更改單位%，ppm.
  - b. 在更改參數模式為更改參數.
  - c. 在查看記錄模式可翻閱記錄。（只有8403）。

### 3. **CAL/Esc** 鍵

- a. 在正常量測模式時按此鍵進入校正模式。
- b. 在更改參數模式時按此鍵為脫離更改參數模式回到正常量測模式。

### 4. **MEM ▼**鍵

- a. 在更改參數模式時（8401及8402、8403）此鍵為更改參數
- b. 在正常量測模式時（只有8403），按此鍵可儲存時間及量測結果，按此鍵後儲存值會閃3秒，表示正在儲存，本機共可儲存99筆記錄。

### 5. **DOWN ▼** (只有8401/8402)

在開機時按此鍵時暫時記錄此時量測讀值，再按一次鍵回到原量測模式。在開機量測時，同時按HOLD與ENTER可開啟背光10秒。

### 6. **HLD/Esc** (只有8403)

- a. 在量測模式時按此鍵時暫時記錄此讀數，再按一次鍵回到原量測模式。
- b. 同時按Hold與←可開啟背光十秒。
- c. 長按此鍵大於1秒，可進入查看記憶模式。

### 7. **ENTER** (只有8401/8402)

按此鍵確認及記錄校正設定值。

### 8. **MN/MX/AV** (只有8403)

- a. 按此鍵確認及記錄校正或設定值。
- b. 在查看記錄模式按此鍵可查看最大最小及平均值。

### 9. **SET+HLD**。

在關機模式，同時長按此兩鍵超過1秒，LCD顯示nsI，則此儀錶將永遠會在開機狀態直至電池耗盡。

## 查看記錄（只有8403）

在正常量測模式，如已有多筆記錄需要查看時，長按Rec鍵超過一秒，此時LCD左下角有Rec閃爍，此時即進入查看記錄模式，在此模式下，按▲或▼可翻查原來的記錄，按(MN/MX/AV)鍵一次可看到最小值，按二次可看到最大值，再按一次可看到平均值。在查看記錄模式長按REC鍵超過一秒即可回到正常量測模式。

## 飽和溶氧校正

一般在第一次使用本機時必須先做校正，我們建議在一開機時先檢查讀值，如果在15分鐘後所得到的穩定讀值超過 $100\% \pm 0.5\%$ 時，請先校正儀錶。

\*注意\*

1. 在校正前請先將測棒浸在純水中，以得到最佳的校正結果。
2. 在過程中不要碰觸半透膜。

## 校正步驟如下

- a. 在正常量測模式，將測棒放在空氣中，等幾分鐘直到LCD顯示的讀值穩定後，按CAL/Esc鍵，校正100%飽和溶氧，此時CAL會一直閃爍。
- b. 等幾分鐘，當讀值穩定後，按←鍵完成校正程式，此時儀錶會自動校正100%飽和溶氧。回到正常量測模式。
- c. 在校正中途如果要停止校正可在CAL閃爍時按CAL鍵，即可回到正

常量測模式。

- d. 如果校正有錯誤，則在LCD上會顯示Err，此時，可能是校正不當，請重校，如仍有問題則可能是半透模、電解液或測棒不良。

## 參數及功能設定

1. 在關機狀態長按①鍵超過1秒，LCD顯示如圖(4)，進入參數設定模式。
2. 按▲或▼改變所需設定的項目。  
P0.0-P9.0
3. 按←或ENTER進入不同參數的修改。




圖4

### a. P0.0表（僅8403）

將9680印表機（需另外購買）開機，IRDA接收位置與本機IRDA發射位置對準，（在30度內）。在關機狀態長按①鍵，LCD顯示如圖（4左），按←鍵，此時P0.0顯示成P0.1，同時Prn閃爍如圖（4右），此時代表資料正透過IRDA傳送到印表機上列印。傳送完LCD會顯示P0.0，Prn停止閃爍。

### b. P1.0。消除記憶（只有8403）

按▲或▼使P0.0成為P1.0，再按←使P1.0成為P1.1，再按▲或▼使右方的n或y成為y，如圖（5下）再按←就可消除以往所有的記憶，本功能不能只消除部分記憶。




圖5

c. P2. 0溫度溶氧單位修改.

在P2. 0時按←或ENTER, P2. 0成為P2. 1, 此時可更改溫度單位, 按▲或▼可改溫度為華氏或攝氏, 再按←或ENTER完成修改, 同時P1. 1成為P2. 2, 此時可更改溶氧單位, 按▲或▼改成mg/L或ppm單位。

當LCD顯示所需之單位後按←或ENTER就可完成修改單位程式, 此時P2. 2會自動回到P2. 0. 如圖6所示




圖6

d. P3. 0壓力及鹽度補償.

如果使用的單位為mmHg時, 在P3. 0時按←或ENTER至P3. 1, 再按←或

ENTER修改至所需之資料後，再按  $\leftarrow$  或ENTER完成修改程式。如果使用的單位為KPA時，在P3. 0時按  $\leftarrow$  兩次至P3. 2，再按▲或▼修改至所需之資料後再按  $\leftarrow$  或ENTER完成壓力補償修改程式，進入鹽度補償修正P3. 3，此時按▲或▼改至所需之係數後按  $\leftarrow$  或ENTER完成修改程式，圖7所示為在mmHg時單位為760，KPA時單位為101. 3，鹽度為0。




圖7

#### e. P4. 0, Ready自動判定功能..

此功能為幫助使用者判斷量測是否已穩定。

在P4. 0時按  $\leftarrow$  或ENTER進入P4. 1. 按▲或▼選ON或OFF，在本列中選ON，再按  $\leftarrow$  或ENTER完成。自動判定功能開啟，此時，在量測時Ready會一直閃爍到量測穩定時Ready才會停止閃爍。如圖8所示。




圖8

### f. P5. 0自動關機.

在P5. 0時按←或ENTER進入P5. 1，按▲或▼選擇20、30、40、60、90、120，再按←或ENTER完成修改程式，所選的數位為開機後經過多少分鐘機器會自動關機如圖9所示。




圖9

### g. P6. 0，時間設定（只有8403）.

在P6. 0時按←進入P6. 1，按▲或▼選擇年度。

按←完成年度設定進入P6. 2，按▲或▼選擇月份。

按←完成月份設定進入P6. 3，按▲或▼選擇日期。

按←完成日期設定進入P6. 4，按▲或▼選擇小時。

按←完成小時設定進入P6. 5，按▲或▼選擇分鐘。

按←完成分鐘設定進入P6. 6，按▲或▼選擇秒數。

如圖10所示：

按←完成設定後時間開始運轉。

在正常量測時的，時間才會顯示。




圖10

h. P7. 0, Beta (半透模濕度係數修改).

半透模的出廠設定係數為4. 8, 如果使用不同的半透模時請注意包裝上的溫度係數, 如果不是4. 8, 請進行修改.

步驟如下:

在P7. 0時按←或ENTER進入P7. 1, 按▲或▼選擇包裝上所設定之係數, 再按←或ENTER完成設定如圖11所示.




圖11

i. 8. 0, 最後一次測棒校正資料.

如果在校正前需要知道上次校正時的溫度及測棒斜率可應用此功能. 在P8. 0時按←或ENTER至P8. 1, 此時顯示之資料即為上次校正時測棒之斜率. 在P8. 1時, 按←或ENTER至P8. 2此時顯示之資料即為上次校正時的溫度. 如圖12所示.




圖12

j. P9. 0, 恢復至工廠設定參數.

在需要時可將所有修改的參數恢復到工廠原定之參數，步驟如下：

在P9. 0時，按←或ENTER進入P9. 1，按▲或▼選擇N或Y，當LCD顯示Y時，按←或ENTER所有參數恢復至工廠設定，如果不想修改參數，則在LCD顯示N如圖13所示是按←或ENTER退出。




圖13

在以上修改參數進行時，如要回到正常量測模式，可使用以下2種方式：

- a. 按←或ENTER後PX. X成為PX. 0後關機，再開機至量測模式。
- b. 按←或ENTER確認修改參數已儲存，此時PX. X成為PX. 0，再按ESC鍵直接回到量測模式。

**記錄及查看記錄模式(只有8403)**

在正常量測模式時，按一下MEM鍵則儀錶立刻將所測之資料及時間，記住同時給一個編號。在正常量測模式時，長按Rec鍵，大於1秒，此時LCD左邊的Rec閃爍，表示已進入查看記錄模式。按▲或▼翻看以往的記錄。如要查找記錄期間最大最小及平均值時，可按←鍵，按一次LCD左邊顯示MIN為最小值，再按一次LCD左邊顯示MAX為最大值，在按一次LCD左邊顯示AVG為平均值。如圖14所示為在13筆記錄資料中最小值為3. 57ppm.

要回到量測模式可關機後再開機，或長按  $\leftarrow$  鍵大於一秒。




圖14

## 鹽度補償

在有鹽的水份量測溶氧時，例如海水中必須有鹽度補償。

- 先用鹽度計量出欲測的水中鹽份 (PPT)。
- 在顯示P3.0時，按  $\leftarrow$  或ENTER 3次進入P3.3如圖15，再按  $\blacktriangle$  或  $\blacktriangledown$ ，將數字改成鹽度計測出的單位 (PPT)。




圖15

- 按  $\leftarrow$  或ENTER確定儲存所修改的參數，P3.3會自動成為P3.0，按Esc回到正常量測模式。

## 壓力補償

不同的大氣壓力在量測溶氧時會有不同的讀值，一般工廠設定的壓力為一大氣壓 (760mmHg)。如果你在所量測的地區

壓力與760相差太大，必須進行壓力補償才能量到正確的溶氧。

1. 先用氣壓計量測所在地區的大氣壓力.
2. 在P3. 0時如果所量的單位是mmHg，則按←或ENTER進入P3. 1, 按▲或▼將數字調整到氣壓計所量的數值，按←或ENTER 3次至LCD顯示P3. 0, 完成壓力補償設定.
3. 在P3. 0時, 如果氣壓計所量的單位是kPa則按←或ENTER 2次進入P3. 2, 按▲或▼將數字調整到氣壓計所量的數值, 按←或ENTER 2次至LCD顯示P3. 0, 完成壓力補償設定. 如圖16




圖16

### 高度/壓力對照表

如果沒有氣壓錶示可由你量測所在的高度找出對應的壓力. 輸入壓力補償.

高度 (米/英尺)	壓力 (mmHg)
0 (Sea level )	760mmHg
152 / 500	746
305 / 1000	732
457 / 1500	720
610 / 2000	707
762 / 2500	694
914 / 3000	681
1067 / 3500	668
1219 / 4000	656
1372 / 4500	644
1524 / 5000	632
1676 / 5500	621
1829 / 6000	609

## 更換半透膜

圖17為測棒分解圖：




圖17

出貨時內有2包半透膜，如果你在使用儀錶過程中如不能校正或半透膜有損傷，則必須更換半透膜。

## 如何更換半透膜

1. 準備一片新的半透膜。
2. 鬆開把手的前保護蓋。
3. 將半透膜自半透膜固定蓋上取下。
4. 取下O型環及半透膜固定環。
5. 將半透膜固定座及固定環放入清水中。
6. 安裝一個新的O型環。
7. 更換新的半透膜。
8. 將半透膜固定環及蓋裝回，完成更換步驟。

## 充填電解液

你可從測棒前的透明處看到半透膜附近有許多氣泡或空隙，這表示在測棒的前端的電解液已蒸發掉，必須充填電解液。可先使用包裝內的2瓶備用電解液充填方法如下：

用+字螺絲刀將M3的螺絲，螺絲墊片及O型環取下，用針筒將電解液自螺絲孔注入測棒內，將螺絲墊片及O型環裝回即可如圖18.




圖18

● 注意：在注入電解液時，先將測棒平放，洞口向上注射電解液時注意不要有氣泡，我們用的電解液是KBr溶液。如果更換半透膜及充填電解液後，仍不能得到結果，此時就應換一個新的測棒。

## 疑 難 排 除

1. 開機後無顯示或不動作。
  - a. 再按一下鍵確定，按鍵正常。
  - b. 開機後測棒需要10分鐘極化，先確定測棒連在儀器上，等10分鐘如果測棒正常應可動作。
  - c. 檢查一下電池是否有電。
  - d. 將電池拆下等1分鐘後再將電池裝

- 上。
- e. 更換新的電池。
  - f. 看看測棒前端半透膜附近是否有氣泡。
2. 量測結果不正常。
- a. 檢查半透膜是否破損，如有則更換半透膜。
  - b. 消除電極上的難質。
  - c. 確定欲測的溶液中無H<sub>2</sub>S、SO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>、Neao、NO等其他氣體
3. LCD銀幕顯示不清楚或消失。  
重新開機看看是否有低電量訊號，如有請更換電池。
4. E1，表示測棒未連接或測棒已損壞。
5. E2，量測值超出上限。
6. E3，量測值低於下限。
7. E4，量測溫度有誤。
8. E17，在校正飽和溶氧時，不正確，請重校。
9. E21，在量測時的溫度跟校正飽和溶氧時的溫度相差10度攝氏，請重做飽和溶氧校正。
10. E31，電路問題請送修。
11. E32，記憶IC問題請送修。

## 包裝內容

本儀錶包裝包含：

- 1. 主機1台。
- 2. 測棒1支。
- 3. AAA電池4個。
- 4. 半透膜5片包，2包。
- 5. O型環5片包，2包。
- 6. 電解液2瓶。
- 7. 針筒1支。

8. 使用說明。

9. 外盒1。

## 選用配備

1. RS232連線及軟體。
2. 9680印表機
3. 9680印表機用紙
4. 電解液25CC。
5. 測棒。
6. 半透膜。

## 注 意

自購買日開始在正常使用狀態下，本儀器保用一年，此保用期範圍不包括電池及其他不正常的使用及儲存。

## IRDA紅外線傳輸

8403溶氧計有99組記憶，可透過IRDA紅外線傳輸至9680印表機列印。



電腦或紅外連接

## RS232輸出 (9600bps)

本機具有RS232輸出，你可將此輸出連至電腦得到及時的測試資料，以利存檔、分析等之用。

連接電腦的程式如下：

1. 將選購的RS232連接線一端插入儀錶的右邊RS232插口。
2. 將另一端D-sub9p插入電腦的Com1或Com2。
3. 將所附之RS232光碟放入電腦光碟機中。
4. 遵照銀幕上安裝方式安裝，傳送格式與IRDA相同，\*記憶99組，即可完成安裝程式。