


Apex™ S

研磨抛光机快速更换系统

Apex S快速更换系统使用简便，可轻松的更换磨抛表面，大大提高了研磨抛光机的生产率和可用性。该系统组件包括Apex S薄膜，CarbiMet™ 2 S和 MicroCut™ S 研磨盘。

- 粘贴和移除研磨表面时，不会产生PSA砂纸类似的残留物的麻烦
- 更换磨抛表面时，既高效又便于使用



Apex S 薄膜

- 高摩擦力表面，可选带背胶或者带磁性背面薄膜
- 直接贴在Apex M上，与Apex快速更换磁盘系统一起使用
- 可直接贴在任何传统的磨盘上

CarbiMet 2 S 和MicroCut S 研磨盘


- 研磨盘表面与CarbiMet 2和MicroCut研磨盘表面完全相同，背面加工上与Apex S兼容带薄膜
- 不变的研磨表面可确保与制备方法无缝结合

使用方便，功能多

- 磨盘粘贴方便，移除轻松
- 配合CarbiMet 2 S, MicroCut S, 不带背胶的 FibrMet研磨盘，和不带背胶的UltraPrep™ 金刚石研磨片使用
- 与所有8-12in [203-305mm] 研磨抛光设备兼容


性能和耐久性

- 无粘合剂，强吸附性
- 仅使用水和纸巾便可保持清洁
- 每张Apex S薄膜可以重复粘贴数百张研磨盘




Apex™ S 薄膜 (2片/包)

- 16-2074 8in [203mm] 盘磁性背面
- 16-2574 10in [254mm] 盘磁性背面
- 16-3074 12in [305mm] 盘磁性背面
- 16-2075 8in [203mm] 盘PSA背面
- 16-2575 10in [254mm] 盘PSA背面
- 16-3075 12in [305mm] 盘PSA背面



Apex S 快速更换系统适用于上图所示配置。

CarbiMet 2 S & MicroCut™ S 研磨盘 (100片/包)



磨料粒度 - ANSI [FEPA]	Approx. Micron Size	8in [203mm]	10in [254mm]	12in [305mm]
60 [P60]	269	30-51281	30-51301	30-51321
120 [P120]	127	30-51282	30-51302	30-51322
180 [P180]	78	30-51283	30-51303	30-51323
240 [P280]	52	30-51284	30-51304	30-51324
320 [P400]	35	30-51285	30-51305	30-51325
400 [P800]	22	30-51286	30-51306	30-51326
600 [P1200]	15	30-51287	30-51307	30-51327
800 [P1500] MicroCut S 研磨盘	13	30-51288	30-51308	30-51328
1200 [P2500] MicroCut S 研磨盘	8	30-51289	30-51309	30-51329
Apex S 薄膜, 磁性背面 (2片/包)		16-2074	16-2574	16-3074
Apex S 薄膜, PSA背面 (2片/包)		16-2075	16-2575	16-3075

Apex Bimetallic & Metallic 盘, PSA 背面薄膜

- 41-2739-208-001 Apex B Bimetallic 盘, 8in [203mm] (每包1片)
- 41-2739-210-001 Apex B Bimetallic 盘, 10in [254mm] (每包1片)
- 41-2739-212-001 Apex B Bimetallic 盘, 12in [305mm] (每包1片)
- 16-2072 Apex MagnoMet Metallic 盘, 8in [203mm] (每包5片)
- 16-2572 Apex MagnoMet Metallic 盘, 10in [254mm] (每包5片)
- 16-3072 Apex MagnoMet Metallic 盘, 12in [305mm] (每包5片)
- 16-2073 Apex MagnoPad Teflon™ Coated Metallic 盘, 8in [203mm] (每包5片)
- 16-2573 Apex MagnoPad Teflon Coated Metallic 盘, 10in [254mm] (每包5片)
- 16-3073 Apex MagnoPad Teflon Coated Metallic 盘, 12in [305mm] (每包5片)



- 铝合金盘
- 40-4061 8in [203mm]
 - 40-0500 10in [254mm]
 - 49-1777 12in [305mm]



60-6075 滚子

使用滚子将Apex S薄膜附在磨盘上。

标乐公司会持续对产品进行改进, 如有更改恕不另行通知。

Sectioning AbrasiMet • AbrasiMatic • IsoMet	Mounting SimpliMet	Grinding & Polishing EcoMet • AutoMet • MetaServ	Imaging & Analysis OmniMet	Hardness Testing Wilson®
------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

西努光学

电话: 400-6807517

网址: <http://www.cinv.cn>

E-Mail: dushilei@cinv.cn

地址: 上海市浦东新区浦东南路滨江2250号A座301室

