

BROOKFIELD 2007中国市场巨献

DV-C 旋转粘度计

(DV-E最新升级版)

原装进口

美国原装进口
高品质低售价
全中文操作面板

性能与特点

- 为中国市场用户专门研发的最经济的数字显示粘度计，DV-E型升级版。
- 美国原装进口，兼具品牌的所有优秀品质及特点
- 测量精确，性能可靠，服务质量优异
- 全中文操作面板标识，操作简便，打开开关，转动旋钮即可进行测量
- 不需要计算，可直接读取粘度cP（厘泊）或mPa.s（毫帕秒）值及扭矩值%
- 18种转速能够满足不同测量范围的需求
- 精度±1%，重现性±0.2%，让您在世界的任何地方使用BROOKFIELD博勒飞产品，所得到的测试结果均一致
- 随机付送 DV 操作培训光盘及全中文使用说明书



型号	黏度范围 cP (mPa·s)		速度		读出	显示的数据
	最小值	最大值	RPM	增量		
LVDV-C	1 [†]	2M	.3-100	18	数字	•••
RVDV-C	100 ^{††}	13M	.3-100	18	数字	•••

† 采用UL适配器可以获得的黏度，LV型标配转子最低测得15cP

†† 采用RVHA/HB 1#转子可获得的黏度范围

读出

显示的数据

扭矩 %

cP (厘泊)

mPa·s (毫帕秒)

剪切速率

剪切应力

温度 °/R C

输出

0-1Vdc 图表记录器

模拟扭矩/温度

打印机输出

RS-232 PC 数据输出

RS-232 PC 数据输出

编程功能

定时旋转

定时关机

用户化 4 种程序

用户化 10 种程序

数据分析

M = 100 万 K = 1,000
cP = 厘泊 mPa·s = 毫帕秒

中国区总代理：东南科儀

多种附件选择， 可最大限度地增强性能

Brookfield DV-C 具有多种附件选择，可最大限度地增强性能 - 不论测量样品或应用如何。

RV/HA/HB-1# 标准转子

水浴

小样品适配器

UL 适配器

Thermosel 加热器

螺旋适配器

DIN 适配器

快速连接/扩展接头

桨式转子

应用

LV 系列 - 低粘度

粘合剂 (溶剂)

生物液体

化学品

化妆品

牛奶制品

热蜡

墨水

果汁

乳胶

油

油漆与涂料

医药品

光阻剂

聚合物溶液

橡胶溶液

溶剂

RV 系列 - 中等粘度

粘合剂 (热溶性)

沥青

陶泥浆

奶油

牛奶制品

食品

墨水 (丝网印刷)

有机溶胶

油漆

染纸涂料

纸浆

塑料溶胶

淀粉浆

表面涂料

清漆

HA/HB 系列 - 高粘度

沥青

填缝复合剂

巧克力

环氧树脂

凝胶

墨水

(圆珠笔、石版印刷)

蜜糖

浆糊

花生酱

灰泥

屋顶用复合物

密封剂

片状模塑

复合物

焦油



上: 用于凝胶、浆糊和其它非流动物质测量的 Helipath 支架。

右上: 用于精确测量低粘度材料的 UL 适配器。

右: 用于精确测量小样品量的小样品适配器。

下: 用于升温测试的 Thermosel 加热器。



授权代理: