

操作灵活性

具有明确的理念

**通用型应用**

与卡尔费休套件联用，可以测量100ppm至100%的水分含量。很容易扩展一块附加的模拟板或者电导率板，实现pH和电导率的同时测量和滴定。外置滴定管驱动器的同步恒滴定功能保证在滴定的过程中保持pH值恒定。

行	方法功能
5	测量(常规) [1]
6	计算R1
7	样品结束
8	样品
9	滴定台(手动滴定台)
返回 打印 删除方法	

具有内部循环的方法

多达三个分析方法可以组合在一个方法里。例如，电极校正，滴定度测定和样品测定可以在一个方法里以循环的方式组合，并实现结果的同时计算。

**升级为T90**

T70的软件可以升级到T90的版本，在未来，您的T70可以充分利用T90的无限功能和可能性。

**强大的自动化功能**

任务列表功能可以实现不同方法或系列的按序分析，结合“连续运行”功能能够实现任务的无限次循环。配液系统(Liquid Handler)实现精确配液和吸液任务。标明LabX Smartcodes™码的样品放置于Rondo样品进样器上，可以由LabX™滴定软件自动识别，并选择正确的方法开始滴定——一切操作都不需要用户干预。

**超越系列T70多面手型中文滴定仪**

超越系列中文滴定仪T70具有多项优点：

- 具有中/英/德/法/俄/意大利/西班牙/葡萄牙/波兰/韩语10种语言的操作界面
- 高亮度的彩色触摸屏
- One Click™一键滴定，直观、易于理解
- 即插即用电极的监控作用
- 智能化的滴定管确保安全可靠
- 自动识别的滴定管驱动器和电极接口主板确保正确安装
- 灵活的用户管理实现最大的安全性
- 双通道的滴定控制模式实现安全可靠
- 全面的通讯接口，无需额外的硬件即可实现连接USB打印机和其他设备
- 采用完全模块化的设计理念
- 容量法卡尔费休滴定
- 直接扩展电导率测量和滴定
- 同步恒滴定
- 具有三个内部循环的灵活的方法编辑功能
- 升级到T90
- 任务列表
- 连续运行
- 连用配液系统(Liquid Handler)实现自动化
- LabX Smartcodes™
- 具有KF溶剂监测和自动更换试剂的溶剂控制功能

艾滕仪器（上海）有限公司

www.estonetech.com.cn

www.estone-cn.com

Add：上海市徐汇区宜山路705号科技大厦B座1808室

Tel：021-64385855

Fax：021-64385565

Email：info@estonetech.com.cn