

移液管助吸器

来自BRAND的移液管助吸器以手感舒适、表现出色、重量轻、坚固可靠的特点而著称：

- *accu-jet[®] pro* 电动移液管助吸器
- 手动大容量移液管助吸器
- 手动微量移液管助吸器
- *micro-classic* 手动移液管助吸器

掌控出众

手感舒适，易于使用



细节展示...

移液产品



特点

- 重量: 190 g
- 操作及充电温度: +10 °C 至 +35 °C
- 移液速度:
10秒内移取 50 ml 液体
- 适用于量程范围0.1至 200 ml 的玻璃
及塑料移液管
- 可连续使用约8小时(使用10 ml 移液
管), 无需充电
- 电池: 镍氢电池2.4 V / 700 mAh

使用及操作

舒适

符合人体工程学的把手、完美的平衡设计、仅重190 g — 即使长时间操作亦无疲劳感。

灵敏

使用accu-jet® pro 电动移液管助吸器时，用户只需调节2个移液控制键的力度即可完成移液速度的连续设定。同时，用户可通过拨动速度调节转轮选择最佳马达速度，使得小量程移液管的操作控制更加灵敏。

强大、安静

使用最大的马达速度，50 ml 的移液管可在10秒内完成吸液。这就是速度！马达和活塞工作时非常安静，且少有震动。使用时间越长，越能体会这一优点。

充电提示

无需担心电池是否会在移液操作完成前耗尽。闪烁的LED灯设定提前两小时提醒您电池电量低，即将需要充电。



■ 单手操作

所有操作都可以单手进行：选择排液模式（重力排液/马达吹出排液），可由大拇指调节马达速度；或用不同的移液控制键的力度调整最佳的吸液和排液速度。

■ 先进的充电功能

智能充电设计能防止镍氢电池的过度充电，有效减少电池记忆效应（由于不完全放电再充电造成的电池容量降低）。若电池电量低，闪烁的LED灯设定提醒设备需要充电。充电时间为4个小时。之后，充电器自动切换至脉冲长期充电模式。即使在充电模式下，助吸器亦可照常使用。

■ 收纳方便

可将助吸器倒置于实验台上。或将其放置于壁挂架上，以节省空间。

■ 四种颜色

含四种颜色可选，个性化你的移液管助吸器。



订购信息

accu-jet® pro

提供产品：

accu-jet® pro 电动移液管助吸器，镍氢电池，2个电池仓盖，壁挂架，AC电源适配器 (100 - 240 V; 50/60 Hz)，2个备用滤膜，0.2 μm，灭菌。

颜色 accu-jet® pro	深蓝色 货号	紫红色 货号	绿色 货号	宝蓝色 货号
含AC电源适配器				
适合欧洲/中国地区使用	263 00	263 01	263 02	263 03
英国/爱尔兰地区	263 10	263 11	263 12	263 13
美国地区	263 30	263 31	263 32	263 33
澳大利亚地区	263 20	263 21	263 22	263 23
日本地区	263 40	263 41	263 42	263 43
不含AC电源适配器	263 04	-	-	-

零备件

(其他零备件及附件请参见操作手册。)

产品描述	货号
滤膜滤器 0,2 μm, 灭菌	265 30
移液管接头, 含安全阀	265 08
镍氢电池	266 30