



产品报价单 (2014-2015) — 蠕动泵

基本型蠕动泵

驱动器 型号	泵头 型号	适用软管 规格	单通道流量 (ml/min)	通道 数量	价格 (元)
BQ50-1J	WX10-14	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	20	1	1430
BT100-2J	YZ1515x、YZ II 15	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	380	1	2500
	YZ2515x、YZ II 25	15#、24#	270	1	2500
	DG-1(6 rollers)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	48	1	2300
	DG-1(10 rollers)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	32	1	2350
	DG-2(6 rollers)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	48	2	2400
	DG-2(10 rollers)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	32	2	2450
	DG15-24	16#、25#、17#	300	2	3100
	DG15-28	13#、14#、壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	75	2	3100
BT300-2J	YZ1515x、YZ II 15	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	1140	1	3950
	YZ2515x	15#、24#	840	1	3950
	YZ II 25	15#、24#、35#、36#	1500	1	3950
	DG15-24	16#、25#、17#	900	2	4550
BT600-2J	YZ1515x、YZ II 15	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	1	4850
	YZ2515x	15#、24#	1600	1	4850
	YZ II 25	15#、24#、35#、36#	3000	1	4850
	DG15-24	16#、25#、17#	1800	2	5450
WT600-2J	YZ1515x、YZ II 15	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	1	5350
	YZ2515x	15#、24#	1600	1	5350
	YZ II 25	15#、24#、35#、36#	3000	1	5350
	KZ25	15#、24#、35#、36#	6000	1	6000
	DG15-24	16#、25#、17#	1800	2	5950
	2×(YZ1515x、YZ II 15)	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	2	6350
	2×YZ2515x	15#、24#	1600	2	6350
	2×YZ II 25	15#、24#、35#、36#	3000	2	6350
	3×(YZ1515x、YZ II 15)	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	3	7350
	3×YZ2515x	15#、24#	1600	3	7350
	4×(YZ1515x、YZ II 15)	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	4	8350
	4×YZ2515x	15#、24#	1600	4	8350
2×KZ25	15#、24#、35#、36#	6000	2	7650	
WT600-3J	YZ1515x、YZ II 15	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	1	8800
	YZ2515x	15#、24#	1600	1	8800
	YZ II 25	15#、24#、35#、36#	3000	1	8800
	KZ25	15#、24#、35#、36#	6000	1	9450
	DG15-24	16#、25#、17#	1800	2	9400
	2×(YZ1515x、YZ II 15)	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	2	9800

保定兰格恒流泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话: +86-312-3138553 3132333
 传真: +86-312-3168553
 邮箱: longer@lgpump.cn
 网址: www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

驱动器 型号	泵头 型号	适用软管 规格	单通道流量 (ml/min)	通道 数量	价格 (元)
WT600-3J	2×YZ2515x	15#、24#	1600	2	9800
	2×YZ II 25	15#、24#、35#、36#	3000	2	9800
	2×KZ25	15#、24#、35#、36#	6000	2	11100
	3×(YZ1515x、YZ II 15)	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	3	10800
	3×YZ2515x	15#、24#	1600	3	10800
	4×(YZ1515x、YZ II 15)	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	4	11800
YT600-1J	YZ35-13	73#、82#	11000	1	8200
	2×YZ35-13	73#、82#	11000	2	10900
	KZ35	73#、82#	11000	1	9350
	2×KZ35	73#、82#	11000	2	13200
JL350-2J	KZ48	88#、92#	35000	1	16000

流量型蠕动泵

驱动器 型号	泵头 型号	适用软管 规格	单通道流量 (ml/min)	通道 数量	价格 (元)
BT100-1L	DG-4(6)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	48	4	5250
	DG-4(10)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	32	4	5400
	DG-6(6)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	48	6	5450
	DG-6(10)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	32	6	5700
	DG-8(6)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	48	8	5650
	DG-8(10)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	32	8	5950
	DG-12(6)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	48	12	6050
	DG-12(10)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	32	12	6600
	DG-16(6)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	48	16	7150
	DG-16(10)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	32	16	7750
	DG-24(6)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	48	24	7950
	DG-24(10)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	32	24	9050
	YZ1515X、YZ II 15	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	380	1	5150
	YZ2515X	15#、24#	270	1	5150
	YZ II 25	15#、24#、35#、36#	500	1	5150
	2×(YZ1515x、YZ II 15)	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	380	2	6150
	2×YZ2515X	15#、24#	270	2	6150
	2×YZ II 25	15#、24#、35#、36#	500	2	6150
	3×(YZ1515X、YZ II 15)	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	380	3	7150
	3×YZ2515X	15#、24#	270	3	7150
4×(YZ1515X、YZ II 15)	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	380	4	8150	
4×YZ2515X	15#、24#	270	4	8150	
DG15-24	16#、25#、17#	300	2	5750	

保定兰格恒流泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话: +86-312-3138553 3132333
 传真: +86-312-3168553
 邮箱: longer@lgpump.cn
 网址: www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

驱动器 型号	泵头 型号	适用软管 规格	单通道流量 (ml/min)	通道 数量	价格 (元)
BT100-1L	DG15-28	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17、13#、14#	75	2	5750
	DG15-48	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17、13#、14#	75	4	6150
	DMD15-13-B	13#、14#、19#、16#、25#	350	1	5150
	2×DMD15-13-B	13#、14#、19#、16#、25#	350	2	6150
LEAD-2	LEAD15-24	16#、25#、17#	380	2	6410
	LEAD15-44	16#、25#、17#	380	4	6600
	LEAD15-48	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17、13#、14#	75	4	6600
	LEAD15-88	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17、13#、14#	75	8	6800

分配型蠕动泵

驱动器 型号	泵头 型号	适用软管 规格	单通道流量 (ml/min)	通道 数量	价格 (元)
BT100-1F	DG-1(6)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	48	1	3750
	DG-1(10)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	32	1	3800
	DG-2(6)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	48	2	3850
	DG-2(10)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	32	2	3900
	DG-4(6)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	48	4	4050
	DG-4(10)	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17	32	4	4200
	YZ1515X、YZ II 15	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	380	1	3950
	YZ2515X	15#、24#	270	1	3950
	YZ II 25	15#、24#、35#、36#	500	1	3950
	DG15-24	16#、25#、17#	300	2	4550
	DG15-28	壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17、13#、14#	75	2	4550
DMD15-13-B	13#、14#、19#、16#、25#	350	1	3950	
BT300-1F	YZ1515X、YZ II 15	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	1140	1	6100
	YZ2515X	15#、24#	870	1	6100
	YZ II 25	15#、24#、35#、36#	1500	1	6100
	DG15-24	16#、25#、17#	900	2	6700
	DMD15-13-B	13#、14#、19#、16#、25#	1040	1	6100
WT600-1F	YZ1515X、YZ II 15	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	1	7400
	YZ2515X	15#、24#	1600	1	7400
	YZ II 25	15#、24#、35#、36#	3000	1	7400
	KZ25	15#、24#、35#、36#	6000	1	8050
	DMD25 (≤350rpm)	119#、120#、15#、24#、35#、36#	4000	1	9900
	DG15-24	16#、25#、17#	1800	2	8000
	DMD15-13-B	13#、14#、19#、16#、25#	2070	1	7400
	2×(YZ1515x、YZ II 15)	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	2	8400

保定兰格恒流泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话: +86-312-3138553 3132333
 传真: +86-312-3168553
 邮箱: longer@lgpump.cn
 网址: www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

驱动器 型号	泵头 型号	适用软管 规格	单通道流量 (ml/min)	通道 数量	价格 (元)
WT600-1F	2×YZ2515X	15#、24#	1600	2	8400
	2×YZ II 25	15#、24#、35#、36#	3000	2	8400
	3×(YZ1515X、YZ II 15)	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2200	3	9400
	3×YZ2515X	15#、24#	1600	3	9400
	2×DMD15-13-B	13#、14#、19#、16#、25#	2070	2	8400
WT600-4F	YZ35-13	73#、82#	11000	1	12300
	2×YZ35-13	73#、82#	11000	2	15000
	KZ35	73#、82#	11000	1	13450
	2×KZ35	73#、82#	11000	2	17300

蠕动泵泵头

规格 型号	适用软管 规格	价格 (元)	
YZ1515X、YZ II 15	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	1000	
YZ2515X	15#、24#	1000	
YZ II 25	15#、24#、35#、36#	1000	
DMD15-13	13#、14#、19#、16#、25#	1000	
KZ25-13	15#、24#、35#、36#	1650	
YZ35-13	73#、82#	2700	
KZ35		3850	
DG15-24	16#、25#、17#	1600	
DG15-28	壁厚：0.8-1，内径≤3.17、13#、14#	1600	
DG15-48	壁厚：0.8-1，内径≤3.17、13#、14#	2000	
DG-1(6)	壁厚：0.8-1，内径≤3.17	800	
DG-1(10)		850	
DG-2(6)		900	
DG-2(10)		950	
DG-4(6)		1100	
DG-4(10)		1250	
DG-6(6)		1300	
DG-6(10)		1550	
DG-8(6)		1500	
DG-8(10)		1800	
DG-12(6)		1900	
DG-12(10)		2450	
LEAD15-24		16#、25#、17#	2260
LEAD15-44			2450
LEAD15-48		壁厚：0.8-1，内径≤3.17、13#、14#	2450
LEAD15-88	2650		

保定兰格恒流泵有限公司

地址：保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话：+86-312 3138553 3132333
 传真：+86-312 3168553
 邮箱：longer@lgpump.cn
 网址：www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

蠕动泵软管

规格	内径 (mm)	壁厚 (mm)	材质	包装 (米)	每包价格(元)	每米价格 (元)
0.5*0.8	0.5	0.8	硅橡胶	15		12
1*1	1	1	硅橡胶	15		5
2.4*0.8	2.4	0.8	硅橡胶	15		9
2*1	2	1	硅橡胶	15		7
3*1	3	1	硅橡胶	15		12
13#	0.8	1.6	硅橡胶	15		7
14#	1.6	1.6	硅橡胶	15		10
19#	2.4	1.6	硅橡胶	15		12
16#	3.2	1.6	硅橡胶	15		14
25#	4.8	1.6	硅橡胶	15		24
17#	6.4	1.6	硅橡胶	15		45
18#	7.9	1.6	硅橡胶	15		54
15#	4.8	2.4	硅橡胶	15		37
24#	6.4	2.4	硅橡胶	15		39
35#	7.9	2.4	硅橡胶	15		54
36#	9.6	2.4	硅橡胶	15		70
73#	9.6	3.3	硅橡胶	15		87
82#	12.7	3.3	硅橡胶	15		94
88#	12.7	4.8	硅橡胶	15		160
92#	25.4	4.8	硅橡胶	15		280
1*1sss	1	1	硅橡胶	12 根		10/根
2*1sss	2	1	硅橡胶	12 根		10/根
2.4*0.8sss	2.4	0.8	硅橡胶	12 根		10/根
16#	1/8"	1/16"	Norprene® CHEMICAL	15		180
25#	3/16"	1/16"	Norprene® CHEMICAL	15		190
17#	1/4"	1/16"	Norprene® CHEMICAL	15		240
82#	1/2"	1/8"	Norprene® CHEMICAL	15		570
16#	1/8"	1/16"	Fluran®F-5500-A	15		540
25#	3/16"	1/16"	Fluran®F-5500-A	15		760
17#	1/4"	1/16"	Fluran®F-5500-A	15		940
18#	5/16"	1/16"	Fluran®F-5500-A	15		1110
3*1	3	1	viton	5		340
1.6*0.8	1.6	0.8	viton	7.6		90
2*1	2	1	viton	5		250
13#	1/32"	1/16"	viton	7.6		270
14#	1/16"	1/16"	viton	7.6		290
16#	1/8"	1/16"	viton	7.6		370
25#	3/16"	1/16"	viton	7.6		470
17#	1/4"	1/16"	viton	7.6		610
18#	5/16"	1/16"	viton	7.6		720
15#	3/16"	3/32"	viton	7.6		780
24#	1/4"	3/32"	viton	7.6		940
35#	5/16"	3/32"	viton	7.6		1160
36#	3/8"	3/32"	viton	7.6		1270

保定兰格恒流泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话: +86-312 3138553 3132333
 传真: +86-312 3168553
 邮箱: longer@lgpump.cn
 网址: www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

规格	内径 (mm)	壁厚 (mm)	材质	包装 (米)	每包价格(元)	每米价格 (元)
73#	3/8"	1/8"	viton	7.6		1640
13#	1/32"	1/16"	Pharmed®	7.6		150
14#	1/16"	1/16"	Pharmed®	7.6		190
16#	1/8"	1/16"	Pharmed®	7.6		190
19#	3/32"	1/16"	Pharmed®	7.6		240
25#	3/16"	1/16"	Pharmed®	7.6		200
17#	1/4"	1/16"	Pharmed®	7.6		240
18#	5/16"	1/16"	Pharmed®	7.6		250
15#	3/16"	3/32"	Pharmed®	7.6		220
24#	1/4"	3/32"	Pharmed®	7.6		310
35#	5/16"	3/32"	Pharmed®	7.6		330
36#	3/8"	3/32"	Pharmed®	7.6		360
73#	3/8"	1/8"	Pharmed®	7.6		380
82#	1/2"	1/8"	Pharmed®	7.6		410
88#	1/2"	3/16"	Pharmed®	7.6		1120
92#	1"	3/16"	Pharmed®	7.6		1360
0.38×0.9	0.38	0.9	Pharmed®	3		150
0.76×0.85	0.76	0.85	Pharmed®	3		150
1.02×0.85	1.02	0.85	Pharmed®	3		150
1.6×0.8	1.6	0.8	Pharmed®	7.6		140
1.65×0.8	1.65	0.8	Pharmed®	3		150
2.06×0.85	2.06	0.85	Pharmed®	3		150
2.79×0.9	2.79	0.9	Pharmed®	3		150
0.38×0.9	0.38	0.9	Pharmed®sss	6根		160/根
0.76×0.8	0.76	0.8	Pharmed®sss	6根		160/根
1.02×0.85	1.02	0.85	Pharmed®sss	6根		160/根
1.52×0.75	1.52	0.75	Pharmed®sss	6根		160/根
1.65×0.8	1.65	0.8	Pharmed®sss	6根		160/根
2.06×0.8	2.06	0.8	Pharmed®sss	6根		160/根
2.54×0.85	2.54	0.85	Pharmed®sss	6根		160/根
2.79×0.9	2.79	0.9	Pharmed®sss	6根		160/根
14#	1/16"	1/16"	Tygon®R-3603	15	460	
16#	1/8"	1/16"	Tygon®R-3603	15	690	
25#	3/16"	1/16"	Tygon®R-3603	15	950	
17#	1/4"	1/16"	Tygon®R-3603	15	1150	
18#	5/16"	1/16"	Tygon®R-3603	15	1330	
15#	3/16"	3/32"	Tygon®R-3603	15	1530	
24#	1/4"	3/32"	Tygon®R-3603	15	1860	
0.25×0.9	0.25	0.9	Tygon®R-3603	10	640	
1.6×0.8	1.6	0.8	Tygon®R-3603	10	570	
2.4×0.8	2.4	0.8	Tygon®R-3603	10	570	
0.13×0.91	0.13	0.91	Tygon®R-3607ss	12根	570	
0.25×0.91	0.25	0.91	Tygon®R-3607ss	12根	570	
0.51×0.91	0.51	0.91	Tygon®R-3607ss	12根	570	
0.76×0.86	0.76	0.86	Tygon®R-3607ss	12根	570	
1.02×0.86	1.02	0.86	Tygon®R-3607ss	12根	570	

保定兰格恒流泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话: +86-312 3138553 3123233
 传真: +86-312 3168553
 邮箱: longer@lgpump.cn
 网址: www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

规格	内径 (mm)	壁厚 (mm)	材质	包装 (米)	每包价格(元)	每米价格 (元)
1.22×0.86	1.22	0.86	Tygon®R-3607ss	12 根	570	
1.52×0.86	1.52	0.86	Tygon®R-3607ss	12 根	570	
1.65×0.86	1.65	0.86	Tygon®R-3607ss	12 根	570	
1.85×0.86	1.85	0.86	Tygon®R-3607ss	12 根	570	
2.06×0.86	2.06	0.86	Tygon®R-3607ss	12 根	570	
2.54×0.86	2.54	0.86	Tygon®R-3607ss	12 根	570	
3.17×0.86	3.17	0.86	Tygon®R-3607ss	12 根	570	
0.13×0.91	0.13	0.91	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
0.25×0.91	0.25	0.91	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
0.51×0.91	0.51	0.91	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
0.76×0.86	0.76	0.86	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
1.02×0.86	1.02	0.86	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
1.22×0.86	1.22	0.86	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
1.52×0.86	1.52	0.86	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
1.65×0.86	1.65	0.86	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
1.85×0.86	1.85	0.86	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
2.06×0.86	2.06	0.86	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
2.54×0.86	2.54	0.86	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
3.17×0.86	3.17	0.86	Tygon®R-3607sss	12 根	570	
16#	1/8"	1/16"	tygon ®3350	15	1550	
25#	3/16"	1/16"	tygon ®3350	15	1980	
17#	1/4"	1/16"	tygon ®3350	15	2150	
18#	5/16"	1/16"	tygon ®3350	15	2690	
15#	3/16"	3/32"	tygon ®3350	15	2820	
24#	1/4"	3/32"	tygon ®3350	15	3300	
16#	1/8"	1/16"	tygon® 2275	15	1460	
25#	3/16"	1/16"	tygon® 2275	15	1580	
17#	1/4"	1/16"	tygon® 2275	15	1700	
18#	5/16"	1/16"	tygon® 2275	15	1960	
82#	1/2"	1/8"	tygon® 2275	15	4800	
14#	1/16"	1/16"	Norprene®A-60-G	15	500	
16#	1/8"	1/16"	Norprene®A-60-G	15	520	
73#	3/8"	1/8"	Norprene®A-60-G	15	2000	
16#	1/8"	1/16"	Norprene®A-60-F	15	950	
17#	1/4"	1/16"	Norprene®A-60-F	15	1340	
16#	1/8"	1/16"	Tygon®F-4040-A	15	720	
25#	3/16"	1/16"	Tygon®F-4040-A	15	990	
17#	1/4"	1/16"	Tygon®F-4040-A	15	1260	

保定兰格恒流泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话: +86-312 3138553 3132333
 传真: +86-312 3168553
 邮箱: longer@lgpump.cn
 网址: www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

蠕动泵配件

产品名称	规格型号	产品描述	价格(元)
分装控制器	FK-1C	适用于基本型蠕动泵的定时启停控制	800
脚踏开关		多种控制模式可选, 脚踏控制蠕动泵启停	150
手持操作器		BQ50-1J 专用	150
固定板		BQ50-1J 专用	100
小 V 型底座	0.7 公斤	BQ50-1J 专用	55
不锈钢立柱	Φ 12*250mm+M8*20mm	BQ50-1J 专用	35
管接头		适用软管内径 1/16"--1/2", 直通式、“Y”型、变径式	10
管接头		适用软管内径 5/8"--1", 直通式、“Y”型、变径式	40
外控模块	0-5V	用于 0-5V 外部信号控制蠕动泵驱动器转速	50
	0-10V	用于 0-10V 外部信号控制蠕动泵驱动器转速	
	4-20mA	用于 4-20mA 外部信号控制蠕动泵驱动器转速	
	0-10kHz	用于 0-10kHz 外部信号控制蠕动泵驱动器转速	
	RS485	用于 RS485 外部信号控制蠕动泵驱动器	

保定兰格恒泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话: +86-312 3138553 3132333
 传真: +86-312 3168553
 邮箱: longer@lgpump.cn
 网址: www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

产品报价单 (2014-2015) — 实验室注射泵
分体式实验室注射泵

规格 型号	适用注射器 规格	线速度范围 ($\mu\text{m}/\text{min}$ - mm/min)	工作 模式	价格 (元)
TJ-1A/L0107-1A	5 μL - 1mL	7.94-79.4	单推	8100
TJ-2A/L0107-2A	5 μL - 1mL	7.94-79.4	推拉	8800
TJ-3A/W0109-1B	5 μL - 60mL	7.94-79.4	推拉	9500
TJP-3A/W0109-1B	5 μL -60mL	7.94-79.4	推拉	10700
TJ-4A/SL0104-1A	0.5 μL -50 μL (短型)	3.048-128.016	推拉	8800
TJ-4A/SL0107-1A	0.5 μL -100 μL	3.048-128.016	推拉	8800
TS-1A/L0107-1A	5 μL - 1mL	7.94-79.4	单推	15600
TS-1A/2*L0107-1A	5 μL - 1mL	7.94-79.4	单推	22700
TS-1A/3*L0107-1A	5 μL - 1mL	7.94-79.4	单推	29800
TS-1A/4*L0107-1A	5 μL - 1mL	7.94-79.4	单推	36900
TS-2A/L0107-2A	5 μL - 1mL	7.94-79.4	推拉	16300
TS-2A/2*L0107-2A	5 μL - 1mL	7.94-79.4	推拉	23900
TS-2A/3*L0107-2A	5 μL - 1mL	7.94-79.4	推拉	31500
TS-2A/4*L0107-2A	5 μL - 1mL	7.94-79.4	推拉	39100
TS-1B/W0109-1B	5 μL - 60 mL	7.94-79.4	推拉	17700
TS-1B/2*W0109-1B	5 μL - 60 mL	7.94-79.4	推拉	25900
TS-1B/3*W0109-1B	5 μL - 60 mL	7.94-79.4	推拉	34100
TS-1B/4*W0109-1B	5 μL - 60 mL	7.94-79.4	推拉	42300

一体式实验室注射泵

规格 型号	适用注射器 规格	线速度范围 ($\mu\text{m}/\text{min}$ - mm/min)	工作 模式	价格 (元)
LSP01-1A	Syringe10 μL - 60mL	5-65	单推	6250
LSP01-2A	Syringe10 μl - 60ml	1-13	单推	7250
LSP01-1C	Syringe10 μL - 10mL	5-65	连续传输	8500
LSP01-1BH	Syringe2.5mL- 100mL	5-130	推拉	18000
LSP02-1B	Syringe10 μL - 140mL	5-130	推拉	8700
LSP04-1A	Syringe10 μL - 10mL	5-130	单推	9300
LSP10-1B	Syringe10 μL - 10mL	5-130	推拉	10800

保定兰格恒流泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话: +86-312 3138553 3132333
 传真: +86-312 3168553
 邮箱: longer@lgpump.cn
 网址: www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

实验室注射泵配件

产品名称	规格型号	产品描述	价格(元)
注射器	1mL、2mL、5mL	塑料	2.5
	10mL		3
	20mL		4
	30mL		6
	60mL		8
进样器	5 μ L、10 μ L、25 μ L	玻璃	100
	50 μ L、100 μ L		
	250 μ L、500 μ L 1000 μ L		170
注射器	Syringe SS 50ml-A	注射器材质：不锈钢，密封圈材质：Viton，工作压力：4.76MPa。	3180
	Syringe SS 50ml-B	注射器材质：不锈钢，密封圈材质：全氟，工作压力：4.76MPa。	3580
软管组件	LSP-19G-1	适用于 LSP01-1C	400

保定兰格恒流泵有限公司

地址：保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话：+86-312 3138553 3132333
 传真：+86-312 3168553
 邮箱：longer@lgpump.cn
 网址：www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

产品报价单 (2014-2015) — 微型齿轮泵
微型齿轮泵

驱动器 型号	泵头 型号	流量范围 (mL/min)	出口压强 (Mpa)	价格 (元)
WT3000-1JB	MS204	85.7 --857.1	<1.4	6900
	MS209	171.4—1714.3	<0.9	7100
	MS213	257.1—2571.4	<0.8	7400
WT3000-1FB	MS204	85.7 --857.1	<1.4	8200
	MS209	171.4—1714.3	<0.9	8400
	MS213	257.1—2571.4	<0.8	8700
WT3000-1JA	MG204	85.7--857.1	<0.8	5400
	MG209	171.4—1714.3	<0.8	5600
	MG213	257.1—2571.4	<0.3	5900
WT3000-1FA	MG204	85.7 --857.1	<0.8	6700
	MG209	171.4—1714.3	<0.8	6900
	MG213	257.1—2571.4	<0.3	7200

齿轮泵泵头

规格 型号	流量范围 (mL/min)	价格 (元)
MS204	85.7 --857.1	2400
MS209	171.4—1714.3	2600
MS213	257.1—2571.4	2900
MG204	85.7 --857.1	2200
MG209	171.4—1714.3	2400
MG213	257.1—2571.4	2700

保定兰格恒流泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话: +86-312-3138553 3132333
 传真: +86-312-3168553
 邮箱: longer@lgpump.cn
 网址: www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

产品报价单 (2014-2015) — 稀释分配器
稀释分配器

规格 型号	产品 描述	价格 (元)
SMD02-1	含: 三口“Y”型阀、三通阀、单通道加样笔、RS232线, 不含: 注射器及管路	22000
SMD01-1	含: 三口“Y”型阀、单通道加样笔、RS232线, 不含: 注射器及管路	15800

稀释分配器配件

产品 名称	规格 型号	产品 描述	价格 (元)
注射器	XLP-50 μ L、XLP-100 μ L、XLP-250 μ L XLP-500 μ L、XLP-1mL、XLP-2.5mL XLP-5mL、XLP-10mL	玻璃、PTFE	600
	XLP-25mL		1500
PTFE 管	008T16-050-20	内径 0.5mm, 外径 1.6mm	15
	008T16-100-20	内径 1.0mm, 外径 1.6mm	16
	008T32-150-10	内径 1.5mm, 外径 3.2mm	46
接头	2144	PEEK, 适用于外径 1.6mm 管	25
	2244	PEEK, 适用于外径 3.2mm 管	25
	008NC32-KT5L	PEEK, 适用于外径 1.6mm 管, 自带扭矩控制	50
	008NC16-KT5L	PEEK, 适用于外径 3.2mm 管, 自带扭矩控制	50
	008NC16-CS5R	PC, 适用于外径 1.6mm 管, 自带扭矩控制	15
	008NC32-CS5R	PC, 适用于外径 3.2mm 管, 自带扭矩控制	15
锁紧锥	1544	适用于外径 1.6mm 管	10
	008CZ32	适用于外径 3.2mm 管	10
单通道加样笔			600
双通道加样笔			1200
大容量加样器			1800
USB 转 232 数据线	UT-8801	USB 和 RS232 信号转换	40
RS232-485 转换模块	MWE485-A	RS232 和 RS485 信号转换	50
蓝牙适配器	GC-USB-1	计算机端配套使用	90
10 米串口 蓝牙适配器	GC-232-2	稀释分配器端配套使用	280
100 米串口 蓝牙适配器	GC-232-1	稀释分配器端配套使用	450

保定兰格恒流泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话: +86-312-3138553 3132333
 传真: +86-312-3168553
 邮箱: longer@lgpump.cn
 网址: www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com

产品报价单 (2014-2015) — 其它

产品名称	规格型号	产品描述	价格(元)
皮升泵	LPP01-100	用于注射从皮升 (10^{-12} L) 到微升 (10^{-6} L) 的液体。	22000
不锈钢立柱	SMN1-1	$\Phi 12 \times 250\text{mm} + \text{M}8 \times 20\text{mm}$	35
不锈钢立柱	SMN1-2	$\Phi 12 \times 500\text{mm} + \text{M}8 \times 20\text{mm}$	70
不锈钢立柱	SMN1-3	$\Phi 12 \times 750\text{mm} + \text{M}8 \times 20\text{mm}$	105
不锈钢立柱	SMN1-4	$\Phi 12 \times 1000\text{mm} + \text{M}8 \times 20\text{mm}$	140
不锈钢立柱	SMN1-5	$\Phi 12 \times 1500\text{mm} + \text{M}8 \times 20\text{mm}$	210
垂直开口卡子	SMN2-1	有两个垂直的开口, 用于实现两个被卡住的杆件之间呈垂直的状态。	24
T 型卡子	SMN2-2	卡子开口卡在杆件上, 卡子上的孔内可插入 1 根杆件, 两杆件呈垂直状态。	22
直插卡子	SMN2-3	卡子两端的孔内各可插入 1 根杆件。	22
穿心卡子	SMN2-4	杆件穿过卡子上的孔后固定, 可使两杆件之间呈垂直或平行状态。	28
长方形底座	SMN3-1	最多可安装 4 根立柱, 带两只固定螺钉。230mm \times 156mm, 重 1.8 公斤。	70
小 V 型底座	SMN3-2	可安装 1 根立柱, 带一只固定螺钉。重 0.7 公斤。	55
大 V 型底座	SMN3-3	可安装 1 根立柱, 带一只固定螺钉。重 1.7 公斤。	65
托台	SMN3-4	用 3 只螺钉固定在一个平面上。托台中央的孔中可安装 1 根杆件。	22
平行安装底座	SMN3-5	用两只螺钉固定在一个平面上, 其开口用于安装与该平面平行的杆件。	24
小夹子	SMN4-1	最大开口 16mm	55
中夹子	SMN4-2	最大开口 45mm	65
大夹子	SMN4-3	最大开口 85mm	70
板夹子	SMN4-5	最大开口 8.5mm	40
固定螺钉	SMN6	适用于所有的卡子和底座	10
微型离心机	ELF6	含: ELF-1 转子 1 个 (0.5ml、0.2ml 适配器各 8 个)、ELF-2 转子 1 个。	1200

保定兰格恒流泵有限公司

地址: 保定国家高新技术产业开发区创业中心A座
 电话: +86-312 3138553 3132333
 传真: +86-312 3168553
 邮箱: longer@lgpump.cn
 网址: www.lgpump.com.cn

Baoding Longer Precision Pump Co., Ltd

Building A, Chuangye Center, Baoding National High-Tech
 Industry Development Zone, Baoding, Hebei, China.
 Tel: +86-312-3110087
 Fax: +86-312-3168553
 E-mail: longer@longerpump.com
 Web: www.longerpump.com