

上海旦鼎国际贸易有限公司专业销售**冻干机**,欢迎您来电选购冻干机,或者咨询冻干机价格,我们将提供最全面的冻干机信息。

相关搜索: **冻干机, 冷冻干燥机, 冻干机价格, 进口冻干机, 冻干机品牌**

全国免费热线电话: **400-618-0588** 或**登录旦鼎网站进行查询: [www.dookings.com](http://www.dookings.com)**

**Freezemobile 大容量歧管式冻干机**



## 上海旦鼎国际贸易有限公司

**大容量歧管式冻干机**产品描述:

SP Scientific 提供了两个知名品牌—Virtis 和 FTS 的独一无二的合作, SP Scientific 是中试及产业型冻干机的首个制造商, 应用广泛, 业务遍及全球各地。

Virtis 是世界上最主要的冻干机制造商之一, 结合 FTS 系统, SP Scientific 冻干机集团的产品和服务是当今最具技术创新和高端的冻干机。SP Scientific 重点在于理解很多研究领域都是需要冷冻干燥的, 并且专注于提供高质量的高级应用和技术支持的设备。

**大容量歧管式冻干机**产品特点:

- 适合不同溶剂和容量的配置
- 落地或全移动式
- 25L 和 35L 可选
- 冷凝温度低至-85℃
- 多种歧管和配件可选
- 前置式显示和控制面板
- 压力控制使热传导最大化
- 节能控制功能
- 预冻槽可选配，减少冻干时间
- 平滑的冷凝壁有助于快速除霜
- 多种配件和玻璃容器可选择
- 真空泵操作简单，方便维护
- 真空度显示：mT, uB 或 Pa
- 可选配独立或和系统集成的预冻槽

**大容量歧管式冻干机技术参数：**

规格型号	25 升系列			35 升系列		
	ES	XL	EL	ES	XL	EL
冷凝器温度 ( °C)	- 53 °C	- 70 °C	- 85 °C	- 53 °C	- 70 °C	- 85 °C
结冰量 (公升 / 24 小时)	14.0			20.0		
冷凝器表面积 (公分 <sup>2</sup> )	3264			4838		
冷凝腔容积 (公升)	25			35		
压缩机数量 (台)	1		2	1		2
压缩机马力 (Hp)	1		1 , 1	1-1/2		1-1/2, 1
系统制冷剂	V55Cs	V70C	R22, V90C	V55C	V70C	R22, V90C
制冷剂类别	环保冷媒			环保冷媒		
除霜方式	Hot (加热)			Gas (蒸汽)		
平均化霜时间 (分钟)	< 60 >			< 60 >		
电源需求	15 A		15A	20A		30A
选配预冷槽温度 ( °C)	- 45	-55	-70	- 45	-55	-70
主机尺寸 (公分)						
窄机身 W x D x H	63.5 x 67.3 x 92.7			63.5 x 89 x 92.7		
宽机身 W x D x H	89 x 67.3 x 92.7			89 x 89 x 92.7		
运输毛重量 (公斤)	127 ~ 225			205 ~ 225		

**大容量歧管式冻干机行业应用：**

1. 实验室研究

2. 蛋白纯化

3. 分析产品 - 植物材料, 有机组织, 废弃物

**公司简介:**

上海旦鼎 ([www.dookings.com](http://www.dookings.com)) 国际化一站式采购平台, 运行商为上海旦鼎国际贸易有限公司, 坐落于上海繁华的金桥国际商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海旦鼎国际贸易有限公司实力雄厚, 重信用、守合同、保证产品质量, 以多品种经营特色和薄利多销的原则, 赢得了广大客户的信任。